

# TELEVIS GO: ПЕРЕНОС ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА TELEVIS GO ВКЛЮЧАЯ БАЗУ ДАННЫХ SQL, АРХИВЫ ДАННЫХ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ


Televiz Go периодически выполняет резервирование базы данных. При возникновении проблем с базой данных или при переносе системы на другой блок или при замене диска блокам можно ее восстановить следуя описанной ниже процедуре.

- ДЕЙСТВИЯ НА ИСХОДНОЙ УСТАНОВКЕ


1. Войдите в программу Televiz Go и осуществите вход с правами администратора (оператор Administrator). При наличии Сообщения об ошибке/неисправности базы данных Вы все равно можете войти в систему под именем Administrator (если установленный ранее пароль не принимается, то не вводите пароль вообще – Вы войдете только для сохранения настроек)




2. Откройте страницу Резервирования и Восстановления (меню «Компьютер / Резервирование/Восстановление») и остановите опрос данных используя кнопку «Изменить», если запрос был запущен.



3. Нажмите кнопку «Выгрузить текущие настройки» и сохраните файл резервной копии на внешнем носителе (для гарантии его сохранности). Эту процедуру стоит выполнять и после завершения всех настроек системы перед ее регулярным использованием. Теперь у Вас имеется **КОПИЯ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ!**




4. Скопируйте последний по времени создания ВАР файл копии базы данных из папки C:\Eliwell\TelevisDB\Backup\Televis и сохраните его на внешнем носителе (для гарантии его сохранности). Теперь у Вас имеется **КОПИЯ АРХИВА ДАННЫХ СИСТЕМЫ.**



5. ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ОШИБКИ БАЗЫ ДАННЫХ  и ВОССТАНОВЛЕНИИ ТОГО ЖЕ БЛОКА  
Восстанавливаем базу данных SQL Сервера

5.1. Остановите Televis Go Service используя иконку в строке инструментария Windows

5.2. Остановите сервер SQL Server из окна Сервисов Windows Services (Панель управления\Администрирование\Управление компьютером\Службы и приложения\Службы)




5.3. Откройте папку MSSQL ( C:\Program Files\Microsoft SQL Server \MSSQL10\_50.MSSQLSERVER\MSSQL )

5.4. Скопируйте все файлы из папки "DATA\_backup" в папку «DATA»


5.5. Перезапустите сервер SQL Server и сервис Televis Go service.

- ДЕЙСТВИЯ НА НОВОМ ИЛИ ВОССТАНАВЛИВАЕМОМ БЛОКЕ

1. Остановите Televiz Service используя зеленую иконку в панели инструментов Windows (нижняя правая часть дисплея).




2. Откройте файл скрипта TelevizRestore.bat в папке C:\Eliwell\TelevizDB программой текстового редактора (например, Notepad++),





удалите из него исходную строку введя или скопировав (надежнее) следующую строку:



**C:\Eliwell\Televiz\bin\GOSQL -xv "C:\Eliwell\Televiz\bin\Scripts\TelevizRestore.sql" FILENAME=**





Выберите ранее сохраненный файл копии базы данных формата ВАК и скопируйте его названии полностью включая расширение.




3. Повторно откройте файл скрипта TelevisRestore.bat из папки C:\Eliwell\TelevisDB текстовым редактором Notpad++ и вставьте запомненное название ВАК как показано ниже (в конец строки), затем сохраните файл и закройте редактор Notpad++



4. Двойным щелчком запустите файл TelevisRestore.bat и НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ окно DOS.



5. Когда окно DOS закроется CAMO, то процедура завершится и, если все прошло правильно, то выходной файл будет выглядеть следующим образом:




6. Перезапустите Televis Service используя красную иконку в панели инструментов Windows.




7. После запуска сервера запустите программу Televis Go и осуществите вход.




8. Откройте страницу Резервирования и Восстановления (меню «Компьютер / Резервирование/ВосстановлениеЭ ) и остановите опрос данных используя кнопку «Изменить», если запрос был запущен.



9. В области «Восстановить» нажмите кнопку «Выбрать файл / Choose File» и укажите файл, который был сохранен при Резервировании с исходной системы



10. Установите флажки выполняемых функций и подтвердите выбор кнопкой «Применить», затем Активизируйте функцию восстановления кнопкой «Выполнить»



11. Для вступления изменений в силу осуществите перезапуск (кнопкой «Перезапуск») по окончании которого можно запускать опрос данных.

